



## Fiche produit

1143  
doses par  
cartouche



**Description :** Mousse lavante antimicrobienne pour les mains sans parfum, contenant du Chlorure de Didecylidimonium.

**Utilisation :** Convient à une utilisation dans les sanitaires publics, le secteur médical, l'agroalimentaire et la restauration collective, où un niveau d'hygiène élevé est requis.

**Mode d'emploi :**

**1. Pour un lavage simple :** appliquer 1 à 2 doses sur mains mouillées et bien frictionner sur toutes les zones des mains pendant 30 secondes. Rincer abondamment à l'eau claire et sécher à l'aide d'un essuie-mains à usage unique.

**2. Pour un lavage désinfectant des mains** selon la norme EN 1499 : appliquer 3 doses sur mains mouillées et effectuer le protocole ci-dessus.

**Conformité réglementaire :** Produit conforme à la Réglementation Européenne Produits Biocides n° 528/2012\*.

\*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Caractéristiques	Avantages
Action antimicrobienne prouvée	Contient du Chlorure de Didecylidimonium (CAS 7173-51-5) 1.2% w/w ayant une action bactéricide et fongicide extrêmement efficace sur un large spectre de germes.
Bactéricide	Conforme aux normes EN 1499 (3 doses (2ml)/30s) et pr EN 12054 ( <i>E. coli</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>E. hirae</i> and <i>S. aureus</i> et 2 bactéries complémentaires : <i>L. monocytogenes</i> et <i>S. enterica</i> / 1 min).
Fongicide	Conforme à la norme EN 1275 ( <i>C. albicans</i> ).
Couleur jaune, sans parfum	Formulé pour éviter tout transfert de goût aux aliments et de réduire les risques potentiels d'irritation cutanée.
Mousse instantanée	L'action moussante instantanée réduit le temps d'utilisation.
Rinçage rapide	La mousse s'élimine facilement à l'eau, sans aucun résidu sur la peau ou sur les lavabos.
Formule douce	Contient une association d'agents nettoyants dérivés naturels et hydratants qui favorisent une utilisation régulière et permettent de garder les mains propres.
Agents hydratants	Contient de la glycérine et du polyquaternium-7, formule enrichie en dérivés d'huile d'olive, laissant une sensation de douceur et de souplesse après utilisation.
Hygiénique	Les inserts sont scellés aux cartouches par ultrasons durant le processus de fabrication afin de protéger le produit. Les pompes uniques sont brevetées et conçues pour que l'air ne pénètre pas dans la cartouche pendant son utilisation, et permettent ainsi d'éviter le risque de contamination externe.
Pas de gaspillage	Grâce aux pompes l'air ne passe pas, donc les cartouches se rétractent totalement. Utilisation du produit jusqu'à la dernière dose.

Code	Conditionnement unité	Cdt carton	Palettisation	Compatibilité appareil
ODB808HEDIS	Cartouche rétractable de 800 ml	6 x 800 ml	80	PRO000HEDIS

Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande